

Anticuerpo Policlonal Anti-Fbxo42 Para Wb - Q6P3S6

Número de artículo: CM0013173

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FBXO42 (JFK, Fbx42). Validado para WB, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Útil para estudiar la ubiquitina ligasa SCF y las vías de degradación de p53.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FBXO42 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JFK; Fbx42; FBXO42
Especie	Humano
ID del gen (humano)	54455
ID del gen	54455
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 468-717 de FBXO42 humano (NP_061867.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q6P3S6
Peso molecular	78 kDa
Envío	Bolsa de hielo