

Anticuerpo Policlonal Anti-Fbxw11 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukb1

Número de artículo: CM0026827



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra FBXW11 humano (beta-TrCP2), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de señalización de ubiquitina-proteasoma, Wnt y NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FBXW11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Hos; BTRC2; FBW1B; Fbw11; BTRCP2; FBXW1B; NEDJED; FBXW11
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	23291
ID de Gen	23291
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 443-542 del FBXW11 humano (NP_036432.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKB1
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo