

Anticuerpo Policlonal Anti-Fbxw11 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukb1

Número de artículo: CM0021466



Introducción

FBXW11 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal de conejo contra FBXW11 humano. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA y reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de ubiquitinación, señalización Wnt y vía NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FBXW11 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Hos; BTRC2; FBW1B; Fbw11; BTRCP2; FBXW1B; NEDJED; FBXW11
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	23291
Inmunógeno	Un péptido sintético de FBXW11 humano.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKB1
Peso Molecular de la Proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo