

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fbxw2 Para Wb, Elisa - Q9Ukt8

Número de artículo: CM0024498

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FBXW2 validado para Western blot y ELISA. Detecta FBXW2 humano, de ratón y de rata, un componente de reconocimiento de sustrato del complejo ligasa de ubiquitina E3 tipo SCF. Adecuado para estudios de la vía de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FBXW2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Md6; FBW2; Fwd2; FBXW2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	26190
ID de Gen	26190
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 102-454 del FBXW2 humano (NP_036296.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKT8
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo