

Anticuerpo Policlonal Anti-Fbxw7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q969H0

Número de artículo: CM0030890



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FBXW7, adecuado para Western blot, IHC (parafina) y ELISA. Detecta FBXW7 de ~80 kDa en muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige al componente de reconocimiento de sustrato de la ligasa de ubiquitina para estudios de degradación proteosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo FBXW7
Observaciones/Alias	AGO; CDC4; FBW6; FBW7; hAgo; FBX30; FBXW6; SEL10; hCdc4; DEDHIL; FBXO30; SEL-10; FBXW7
Especie	Humano
GeneID (humano)	55294
GeneID	55294
Inmunógeno	Péptido sintético[Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 231-371 del humano] (NP_361014.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q969H0
Peso Molecular de la Proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo