

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fbxw8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N3Y1

Número de artículo: CM0022138



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a FBXW8, un componente de reconocimiento de sustratos del complejo de ubiquitina ligasa Cul7-RING. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Útil para investigación sobre ubiquitinación.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | FBXW8 Rabbit pAb                                                                                                                              |
| Observaciones/Alias           | FBW6; FBW8; FBX29; FBXW6; FBXO29; FBXW8                                                                                                       |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)               | 26259                                                                                                                                         |
| GeneID                        | 26259                                                                                                                                         |
| Inmunógeno                    | Péptido sintético   Péptido sintético correspondiente a una secuencia localizada entre los aminoácidos 500-598 de FBXW8 humano (NP_699179.2). |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                        |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                                      |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                           |
| SWISS                         | Q8N3Y1                                                                                                                                        |
| Peso molecular de la proteína | 67kDa                                                                                                                                         |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                |