


Anticuerpo Policlonal Anti-Fcar Para Wb, If/Icc, Elisa - P24071

Número de artículo: CM0027373



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FCAR (CD89) humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce a humanos y ratones, ideal para estudiar la función del receptor Fc en células mieloides e inmunidad de las mucosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FCAR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2; FCAR
Especie	Humano
GeneID (humano)	2204
GeneID	2204
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-287 de FCAR humano (NP_001991.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P24071
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo