


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fcer1 Alpha Para Wb, Elisa - P12319

Número de artículo: CM0007649



Introducción

Anticuerpo monoclonal de alta afinidad contra FcεR1 alpha humano (FCER1A), validado para WB y ELISA. Adecuado para detectar el receptor de IgE de humano, ratón y rata en investigación de alergia e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FceR1 alpha Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FCE1A, FcERI, FCERIA, FceR1 alpha
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2205
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-205 de FceR1 alpha humano (NP_001992.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P12319
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo