

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fcεr1A Para Wb, Fc Y Elisa - P12319

Número de artículo: CM0012678



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la subunidad alfa del receptor de IgE de alta afinidad (FcεR1α), validado para WB, citometría de flujo y ELISA; reacciona con muestras humanas; ideal para la investigación de alergias e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra FcεR1α
Observaciones/alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Especie	Humana
GeneID (humano)	2205
GeneID	2205
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-205 de FcεR1α humano (NP_001992.1).)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P12319
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo