


Anticuerpo Policlonal Anti-Fcer1G Para Wb, Elisa - P30273

Número de artículo: CM0013730



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FCER1G (cadena gamma del receptor Fc) para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en alergia e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FCER1G Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FCRG; FCER1G
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2207
GeneID	2207
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-86 de FCER1G humana (NP_004097.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P30273
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo