

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fcf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y324

Número de artículo: CM0023145



Introducción

Policlonal de conejo contra FCF1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacción cruzada con humano y rata. Dirigido a la biogénesis de ribosomas, localizado en el nucléolo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FCF1 Rabbit pAb
Notas/Alias	Bka; UTP24; CGI-35; C14orf111; FCF1
Especie	Humano
ID del gen	51077
Inmunógeno	Péptido sintético. Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-198 de FCF1 humana (NP_057046.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9Y324
Peso molecular de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo