

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fcgr1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92637

Número de artículo: CM0021046

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la FCGR1B humana (CD64b), validado para WB, IHC-P y ELISA. Se dirige al putativo receptor de IgG de alta afinidad Fc implicado en la inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FCGR1B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD34; FCG1; FcRI; CD64b; FCGR1; IGFR1; IGFRB; FCGR1B; FcgammaRIa
Especie	Humana
GeneID (humana)	2210
GeneID	2210
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de la FCGR1B humana (NP_001017986.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q92637
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo