

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fcgr2B Para Wb, If-P, Elisa - P31994

Número de artículo: CM0016422



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FCGR2B humano (CD32), validado para WB, IF-P y ELISA. Detecta humano, ratón y rata. Esencial para el estudio de la regulación inmune mediada por FcγRIIB y los mecanismos de enfermedades autoinmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FCGR2B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD32; FCG2; CD32B; FCGR2; IGFR2; FCGR2C; FcGRIIB; FcRII-c; FcγgammaRIIb; FCGR2B
Especie	Humano
GenelD (humano)	2213
GenelD	2213
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-217 del FCGR2B humano (NP_003992.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31994
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo