

Anticuerpo Policlonal Anti-Fcgr3A Para Wb, Elisa - P08637

Número de artículo: CM0024900



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FCGR3A (CD16) humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la biología de las células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FCGR3A Rabbit pAb
Notas / Alias	CD16, FCG3, CD16A, FCGR3, IGFR3, IMD20, FCR-10, FCRIII, CD16-II, FCGRIII, FCRIIIA, FcGRIIIA, FCGR3A
Especie	Humano
GeneID (humano)	2214
GeneID	2214
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 150-250 de FCGR3A humano (NP_000560.7)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08637
Peso de Proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo