

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fcgr3B Para Wb Y Elisa - 075015

Número de artículo: CM0026711



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra FCGR3B humano (receptor Fc gamma III-B). Validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Ideal para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	FCGR3B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2215
GeneID	2215
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-233 de FCGR3B humano (NP_000561.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075015
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo