

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fcgr3B Para Wb, Elisa - O75015

Número de artículo: CM0016212



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FCGR3B (CD16b) validado para WB y ELISA. Reconoce el receptor III-B de baja afinidad de IgG Fc humano y de rata, una trampa de complejos inmunes expresada en neutrófilos. Obtenido de conejo, inmunizado con proteína FCGR3B humana recombinante (1-233aa).

[Aprende más](#)

Especificaciones principales del producto	Detalles
Nombre del producto	pAb de conejo anti-FCGR3B
Observaciones/Alias	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2215
GeneID	2215
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-233 de FCGR3B humano (NP_000561.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	O75015
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo