

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fcgrt/Fcrn Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55899

Número de artículo: CM0007531



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra FCGRT/FCRN (FcRn), adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Inmunógeno recombinante. Ideal para investigar el transporte y reciclaje de IgG.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FCGRT/FCRN Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FCRN; FcγRn; cadena alfa del transportador del receptor del fragmento Fc de IgG; FCGRT/FCRN
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2217
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-290 del FCGRT/FCRN humano (NP_004098.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55899
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo