

Anticuerpo Policlonal Anti-Fcho2 Para Wb Y Elisa - Q0Jrz9

Número de artículo: CM0017494



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FCHO2 humano, validado para Western blot y ELISA. Se dirige a una proteína de endocitosis temprana involucrada en la formación de fosas recubiertas de clatrina; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar el tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FCHO2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FCHO2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	115548
ID de Gen	115548
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de FCHO2 humano (NP_620137.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q0JRZ9
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo