


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fcn1 Para Wb Y Elisa - 000602

Número de artículo: CM0030182



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FCN1 humano (ficolina-M). Adecuado para Western blot y ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. Ideal para investigación de inmunidad innata y vía del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FCN1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FCNM; FCN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2219
GeneID	2219
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-326 de FCN1 humano (NP_001994.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	000602
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo