

Anticuerpo Policlonal Anti-Fcn2 Para Wb, Elisa - Q15485

Número de artículo: CM0019187



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FCN2 humano (Ficolina-2), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Ideal para estudios de inmunidad innata y vías del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FCN2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	P35; FCNL; EBP-37; ficolina-2; FCN2
Especie	Humano
GeneID (humano)	2220
GeneID	2220
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-290 de FCN2 humano (NP_004099.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15485
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo