

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fcrl3 Para Wb Y Elisa - Q96P31

Número de artículo: CM0014351

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FCRL3 humano (MAIA), validado para WB y ELISA. Adecuado para investigaciones sobre la biología de las células B, la regulación inmunitaria y la fecundación. Reacciona con FCRL3 humano y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FCRL3 pAb de conejo
Observaciones/alias	MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3
Especie	Humana
ID del gen (humano)	115352
ID del gen	115352
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-180 de FCRL3 humano (NP_443171.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q96P31
Peso de la proteína	81 kDa
Envío	Bolsa de hielo