


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fcrl5 Para Wb, Elisa - Q96Rd9

Número de artículo: CM0014698



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra FCRL5 humano (FcRH5, CD307), validado para WB y ELISA. Ideal para la investigación del desarrollo de células B, linfomas y estudios de la respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FCRL5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD307; FCRH5; IRTA2; BXMAS1; CD307e; PRO820; FCRL5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	83416
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-190 del FCRL5 humano (NP_001182317.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96RD9
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo