

## Anticuerpo Policlonal Anti-Fdps De Conejo Para Wb, Elisa - P14324

Número de artículo: CM0027968



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FDPS (FPPS), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido a la farnesil pirofosfato sintasa, una enzima clave en la biosíntesis de isoprenoides. Adecuado para investigación en cáncer, metabolismo y señalización lipídica.

[Aprende más](#)

| Parámetro            | Valor                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto  | FPS/FDPS Conejo pAb                                                                                                                                            |
| Observaciones/Alíase | FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS                                                                                                                                    |
| Especie              | Humano                                                                                                                                                         |
| ID del Gen (Humano)  | 2224                                                                                                                                                           |
| ID del Gen           | 2224                                                                                                                                                           |
| Inmunógeno           | Proteína recombinante   Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-419 de FPS/FDPS humano (NP_001995.1). |
| Origen               | Conejo                                                                                                                                                         |
| Categoría            | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                       |
| Aplicación           | WB, ELISA                                                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada  | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                            |
| SWISS                | P14324                                                                                                                                                         |
| Peso Proteico        | 48kDa                                                                                                                                                          |
| Envío                | Bolsa de hielo                                                                                                                                                 |