

Anticuerpo Policlonal Anti-Fdx1/Adx Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P46656

Número de artículo: CM0029696

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ferredoxina 1 (FDX1/ADX), adecuado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la esteroidogénesis y el transporte de electrones mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FDX1/ADX Conejo pAb
Observaciones/Alias	FDX1; ADX; FDX; LOH11CR1D; ferredoxina 1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2230
GeneID	14148
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 99-188 del FDX1/ADX de ratón (NP_032022.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46656
Peso Molecular de la Proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo