

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fdx1/Adx Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10109

Número de artículo: CM0003531



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al FDX1/ADX humano (P10109), esencial para la síntesis de hormonas esteroideas. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo FDX1/ADX
Observaciones/Alias	ADX; FDX; LOH11CR1D; FDX1/ADX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2230
GeneID	2230
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del FDX1/ADX humano (P10109).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10109
Peso Proteico	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo