

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fdx1/Adx Para Wb, Elisa - P10109

Número de artículo: CM0024736



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra FDX1/ADX humano (adrenodoxina). Validado para WB y ELISA con muestras humanas. Investigue la esteroidogénesis, el transporte de electrones mitocondrial y la biología de la glándula suprarrenal. UniProt P10109.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FDX1/ADX Conejo pAb
Observaciones/Alias	ADX; FDX; LOH11CR1D; FDX1/ADX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2230
GeneID	2230
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-184 de FDX1/ADX humano (NP_004100.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10109
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo