

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fdxr Para Wb, Elisa - P22570

Número de artículo: CM0026273

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo FDXR validado para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón, rata. Apto para estudios del sistema P450 mitocondrial, investigación de la biosíntesis de coenzima Q e investigaciones del metabolismo redox.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FDXR
Observaciones/Alíase	ADR; ADXR; ANOA; FDXR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2232
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 252-491 de FDXR humano (NP_077728.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22570
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo