


Anticuerpo Policlonal Anti-Fen-1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P39748

Número de artículo: CM0015008



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FEN-1 humano (MF1, RAD2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de replicación y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FEN-1
Observaciones/Alias	MF1; RAD2; FEN-1
Especie	Humano
ID del Gen	2237
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-380 de FEN-1 humano (NP_004102.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P39748
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo