


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fen-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P39748

Número de artículo: CM0004600



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo FEN-1 validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta niveles endógenos de FEN-1 en Humano y Ratón. FEN-1 es una nucleasa clave en la replicación y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo FEN-1
Observaciones/Alias	MF1; RAD2; FEN-1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2237
ID del Gen	2237
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de FEN-1 humano (P39748).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P39748
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo