

Anticuerpo Policlonal Anti-Fer Para Wb Y Elisa - P16591

Número de artículo: CM0030295



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FER humano (TYK3/p94-Fer) para Western blot y ELISA. Detecta FER en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la adhesión celular, la migración y la señalización de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FER Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TYK3; PPP1R74; p94-Fer; FER
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2241
ID de gen	2241
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-450 del FER humano (NP_005237.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16591
Peso proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo