

Anticuerpo Policlonal Anti-Fer1L5 Para Wb, If-P, Elisa - A0Avi2

Número de artículo: CM0024381

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la FER1L5 humana, validado para WB, IF-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre la reacción acrosómica y la fusión de células musculares. A0AVI2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FER1L5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FER1L5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	90342
ID del Gen	90342
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1350-1670 de la FER1L5 humana (NP_001280012.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	A0AVI2
Peso de la Proteína	238kDa
Envío	Bolsa de hielo