

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fermt2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ac1

Número de artículo: CM0025654



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FERMT2 humano (Kindlin-2, MIG-2). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para el estudio de la señalización de integrinas, adhesiones focales y la vía Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FERMT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MIG2; KIND2; mig-2; UNC112; PLEKHC1; UNC112B; FERMT2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10979
GeneID	10979
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 380-550 del FERMT2 humano (NP_006823.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96AC1
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo