

Anticuerpo Policlonal Anti-Ferredoxin Reductase Para Wb, If-P, Elisa - P22570

Número de artículo: CM0019837

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Ferredoxin Reductase (FDR). Adecuado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Investigue la transferencia de electrones del P450 mitocondrial y la biosíntesis de la coenzima Q.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ferredoxin Reductase Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADR; ADXR; ANOA; FDR
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2232
ID de Gen	2232
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 142-491 de la Ferredoxin Reductasa humana (NP_077728.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22570
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo