

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ferredoxin Reductase Para Wb - P22570

Número de artículo: CM0009193

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la Ferredoxin Reductasa humana (FDXR). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación del sistema mitocondrial P450 y el metabolismo de esteroides. Banda predicha de 54kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ferredoxin Reductase Conejo mAb
Observaciones/Alias	ADR; ADXR; ANOA
Especie	Humano
ID de Gen	2232
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 142-491 de la Ferredoxin Reductasa humana (NP_077728.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22570
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo