


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cadena Pesada De Ferritina Para Wb, If-P, Elisa - P02794

Número de artículo: CM0002721



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a la Cadena Pesada de Ferritina humana (FTH1). Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo del hierro, autofagia y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo contra Cadena Pesada de Ferritina
Observaciones/Alias	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Cadena Pesada de Ferritina
Especie	Humana
GeneID (Humano)	2495
GeneID	2495
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la Cadena Pesada de Ferritina humana (P02794).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02794
Peso de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo