


Anticuerpo Policlonal Anti-Cadena Pesada De Ferritina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02794

Número de artículo: CM0016187



Introducción

CamelBio suministra este Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Cadena Pesada de Ferritina para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con FTH1 humano, de ratón y de rata (21 kDa). Ideal para investigación en metabolismo del hierro y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Cadena Pesada de Ferritina
Observaciones/Alias	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Cadena Pesada de Ferritina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2495
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-183 de la Cadena Pesada de Ferritina humana (NP_002023.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02794
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo