


Anticuerpo Policlonal Anti-Cadena Ligera De Ferritina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02792

Número de artículo: CM0019911



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Cadena Ligera de Ferritina humana (FTL). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para la investigación sobre la homeostasis del hierro y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	Cadena Ligera de Ferritina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LFTD; NBIA3; Cadena Ligera de Ferritina
Especie	Humano
GeneID (humano)	2512
GeneID	2512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-175 de la Cadena Ligera de Ferritina humana (NP_000137.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02792
Peso Proteico	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo