


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ferroquelatasa (Fech) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22830

Número de artículo: CM0030742



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la ferroquelatasa humana (FECH), adecuado para Western blot, inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Detecta FECH humana, de ratón y de rata, apoyando estudios de biosíntesis de hemo y mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FECH
Observaciones/Alias	EPP; FCE; EPP1; FECH
Especie	Humano
ID del Gen	2235
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la FECH humana (NP_000131.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22830
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo