

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fetuin A/Ahsg Para Wb, Elisa - P02765

Número de artículo: CM0002107

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra Fetuin A/AHSG humana, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Ideal para estudios de mineralización ósea, endocitosis y función de proteínas plasmáticas. SWISS: P02765.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fetuin A/AHSG Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Fetuin A/AHSG
Especie	Humana
GenelD (Humana)	197
GenelD	197
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de Fetuin A/AHSG humana (P02765)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P02765
Peso Molecular de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo