

Anticuerpo Policlonal Anti-Fetuin A/Ahsg Para Wb, Elisa - P02765

Número de artículo: CM0019190

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para Fetuin A/AHSG humana para Western blot y ELISA. Ideal para investigaciones sobre homeostasis mineral ósea, endocitosis e inflamación. - P02765

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fetuin A/AHSG pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Fetuin A/AHSG
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	197
ID de Gen	197
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-300 de la Fetuin A/Fetuin A/AHSG humana (NP_001613.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P02765
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo