


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ffar3 Para Wb, Elisa - O14843

Número de artículo: CM0016334



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FFAR3 humano (GPR41), validado para WB y ELISA, presenta reacción cruzada con ratón y rata. Para investigación en homeostasis energética, inmunidad intestinal y señalización de ácidos grasos de cadena corta.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	FFAR3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FFA3R; GPR41; GPR42; FFAR3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2865
GeneID	2865
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 257-346 de FFAR3 humano (NP_005295.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O14843
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo