

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ffar4 Para Wb, Elisa - Q5Nul3

Número de artículo: CM0023620



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a FFAR4 humano (GPR120), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre detección de ácidos grasos, adipogénesis e inflamación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FFAR4 Rabbit pAb
Notas / Alias	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	338557
GeneID	338557
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de FFAR4 humano (NP_859529.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5NUL3
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo