


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ffar4 Para Wb, Elisa - Q5Nul3

Número de artículo: CM0020270



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo FFAR4 (pAb) detecta FFAR4 (GPR120) humano, de ratón y de rata en WB y ELISA. Ideal para investigación en metabolismo, inflamación y adipogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FFAR4
Observaciones/Alias	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	338557
ID del Gen	338557
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 333-377 del FFAR4 humano (NP_859529.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5NUL3
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo