

Anticuerpo Policlonal Anti-Fgd1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98174

Número de artículo: CM0022888

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FGD1 humano (proteína 1 que contiene los dominios FYVE, RhoGEF y PH), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la regulación del citoesqueleto de actina mediada por CDC42 y la morfología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FGD1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	AAS; FGDY; MRXS16; ZFYVE3; FGD1
Especie	Humana
GeneID	2245
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-800 de FGD1 humano (NP_004454.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P98174
Peso de la proteína	107 kDa
Envío	Bolsa de hielo