

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fgf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05230

Número de artículo: CM0008800



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra FGF1 humano (aFGF, factor de crecimiento 1 de unión a heparina). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigar vías de proliferación celular y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FGF1
Observaciones/Alias	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alfa; FGF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2246
GeneID	2246
Inmunógeno	Péptido sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 56-155 del FGF1 humano (P05230))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05230
Peso proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo