

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fgf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05230

Número de artículo: CM0006480



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra el FGF1 humano (aFGF), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Para investigaciones sobre supervivencia celular, angiogénesis y diferenciación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra FGF1
Observaciones/Alias	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alfa; FGF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2246
GeneID	2246
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-155 del FGF1 humano (NP_000791.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P05230
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo