

Anticuerpo Policlonal Anti-Fgf1 Para If/Icc, Elisa - P05230

Número de artículo: CM0016384



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-FGF1 validado para IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Investiga el papel de FGF1 en la supervivencia celular, la angiogénesis y la diferenciación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGF1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2246
GeneID	2246
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05230
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo