

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fgf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05230

Número de artículo: CM0017319



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FGF1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del crecimiento celular, la angiogénesis y la diferenciación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | FGF1 pAb de conejo                                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alfa; FGF1                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                  |
| ID del gen (humano) | 2246                                                                                                                                                    |
| ID del gen          | 2246                                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-155 de FGF1 humano (NP_000791.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                                                     |
| SWISS               | P05230                                                                                                                                                  |
| Peso de la proteína | 17 kDa                                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                          |