


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fgf10 Para Wb, Elisa - O15520

Número de artículo: CM0016036



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-FGF10 validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el desarrollo embrionario, la proliferación celular y la diferenciación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FGF10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LADD3; FGF10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2255
GeneID	2255
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O15520
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo