


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fgf13 Para Wb - Q92913

Número de artículo: CM0025174



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FGF13 humano, validado para WB y ELISA. Detecta FGF13 de humano, ratón y rata, involucrado en el desarrollo neuronal y la regulación de canales de sodio. Ideal para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FGF13 Rabbit pAb
Notas / Alias	FGF2; FHF2; DEE90; FHF-2; FGF-13; XLID110; LINC00889; FGF13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2258
GeneID	2258
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-245 de FGF13 humano (NP_004105.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92913
Peso molecular de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo